

Precauzioni particolari per lo specialista del settore:

- Durante la selezione della geometria e dei parametri della lente appropriati lo specialista dovrà considerare tutte le caratteristiche della lente che possono compromettere le prestazioni della lente e della salute oculare, inclusa la permeabilità all'ossigeno, lo spessore centrale e periferico e diametro della zona ottica.
- La salute oculare del paziente e le prestazioni della lente sull'occhio dovranno essere accuratamente valutate al momento della prima applicazione e monitorati su base continuativa da parte dello specialista prescrivente.
- La fluoresceina, un colorante di colore giallo, non dovrà essere utilizzata mentre il paziente indossa le lenti. Le lenti assorbono questo colorante e si scolorano.
- I diabetici potrebbero presentare una sensibilità corneale ridotta, e pertanto sono più esposti a lesioni corneali e a guarire meno rapidamente e non completamente a differenza dei non diabetici.
- Variazioni della visione o alterazioni nella tolleranza alle lenti possono manifestarsi durante la gravidanza o l'uso di contraccettivi orali. Avvertire pertanto i pazienti.
- Gli specialisti dovranno istruire i pazienti a togliere immediatamente le lenti in caso di irritazione o arrossamento dell'occhio.
- Prima di lasciare lo studio dello specialista, i pazienti dovranno essere in grado di togliere tempestivamente le lenti o di avere qualcuno che possa aiutarli a toglierle.
- È necessario che i pazienti si sottopongano regolarmente ad esami oculistici per garantire una condizione di salute permanente degli occhi.
- Alcon consiglia ai pazienti di consultare lo specialista di fiducia una volta all'anno, o con maggior frequenza, come consigliato dallo specialista.

Precauzioni per l'utilizzo e la manipolazione delle lenti:

- Controllare ogni giorno i propri occhi. Assicurarsi che la visione sia chiara, non diano fastidio e abbiano un aspetto sano.
- Nell'interesse del mantenimento della salute e della sicurezza dei vostri occhi, il numero di ore di utilizzo delle lenti dovrebbe essere determinato dallo specialista di fiducia. Se lo specialista di fiducia non ha prescritto un uso prolungato, non indossare le lenti a contatto (Iotraficon B) durante il sonno.
- Il prodotto non dovrà essere utilizzato se la confezione blister è danneggiata o non completamente sigillata. Ciò può dare luogo ad una contaminazione del prodotto tale da condurre a grave infezione oculare.
- Non condividere le proprie lenti con nessuno poiché potrebbero diffondersi microorganismi tali da provocare gravi problemi alla salute oculare.
- Le lenti a contatto non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile (inclusa l'acqua di rubinetto e saliva) in quanto possono verificarsi contaminazioni microbiche che potrebbero provocare danni permanenti agli occhi.
- Consultare lo specialista di fiducia per l'utilizzo delle lenti durante le attività sportive, incluso il nuoto e gli sport acquatici, per impedire l'esposizione a contaminazioni microbiche o danni alla lente.
- In caso di esposizione a vapori nocivi o irritanti, rimuovere e gettare le lenti.
- Gettare una lente a contatto che si è disidratata o danneggiata. Sostituire con una lente nuova.
- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi dal proprio specialista almeno una volta all'anno, o come indicato.
- Informare il proprio datore di lavoro che si indossano le lenti a contatto, in particolare se il lavoro prevede l'impiego di dispositivi di protezione oculare.
- Annotare la corretta gradazione della lente per ciascun occhio. Prima di indossare la lente, verificare che il potere indicato su ciascun blister sia corretto per quell'occhio.
- Prestare attenzione all'uso di saponi, lozioni, creme, cosmetici o deodoranti, poiché possono provocare irritazione se vengono a contatto con le lenti.
- Inserire le lenti prima di truccarsi e rimuoverle prima di struccarsi.
- Portare sempre con sé lenti di ricambio o occhiali di riserva.
- Non utilizzare le lenti dopo la data di scadenza.

**REAZIONI AVVERSE (Problemi possibili e azioni consigliate)**

Con l'utilizzo delle lenti a contatto è possibile che si manifestino problemi riconoscibili in uno o più dei seguenti segni e sintomi:

- Sensazione di qualcosa negli occhi (sensazione di corpo estraneo)
- Lenti fastidiose
- Rossore oculare
- Sensibilità alla luce (fotofobia)
- Bruciore, fitte, prurito o lacrimazione accentuata
- Riduzione dell'acuità visiva
- Arcobaleni o aloni intorno alle luci
- Aumento della secrezione oculare
- Fastidio o dolore
- Secchezza oculare grave o persistente

Questi sintomi, se ignorati, possono provocare complicanze gravi.

**CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA**

Se si verifica uno dei qualsiasi segni o sintomi precedentemente indicati, rimuovere immediatamente la(e) lente(i).

- Se i fastidi o i problemi cessano, controllare attentamente la(e) lente(i).
  - o Se la lente è in qualche modo danneggiata, non riutilizzarla, ma sostituirla con una lente nuova o consultare lo specialista di fiducia.
  - o Se la lente è sporca o presenta una ciglia o altri corpi estranei, o se il problema scompare e la lente non appare danneggiata, è sufficiente pulirla, sciacquarla e disinfettarla accuratamente prima di indossarla nuovamente.
- Se i sintomi citati persistono dopo la rimozione o prima dell'inserimento della lente nuova, rimuovere immediatamente la lente e consultare tempestivamente il proprio specialista di fiducia.

Potrebbe essere presente una condizione seria quale infezione, ulcera corneale (cheratite ulcerativa) o irite. Queste condizioni potrebbero progredire rapidamente, provocando la perdita permanente della vista. Reazioni meno gravi quali abrasioni, colorazioni epiteliali e congiuntiviti batteriche, devono essere affrontate e trattate adeguatamente per evitare complicanze.

- Una occasionale sensazione di secchezza oculare può essere risolta battendo gli occhi più volte oppure utilizzando gocce umettanti approvate per l'uso con lenti a contatto morbide. Se la secchezza persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente aderisce (smette di muoversi) applicare alcune gocce di soluzione umettante e aspettare finché la lente non inizia a muoversi liberamente nell'occhio. Se questo problema persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente si sposta nell'occhio, potrebbe essere possibile ricentrarla:
  - o Chiudendo le palpebre e massaggiando delicatamente la lente, o
  - o Guardando nella direzione della lente battendo delicatamente gli occhi, o

IL PRESENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'USO CORRETTO E SICURO DEL PRODOTTO. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN'EVENTUALE CONSULTAZIONE FUTURA. LE LENTI A CONTATTO DEVONO ESSERE SEMPRE APPLICATE DA UNO SPECIALISTA DEL SETTORE. PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI A CONTATTO È ESSENZIALE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DELLO SPECIALISTA DI FIDUCIA E A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE SULLA CONFEZIONE DELLE LENTI.

**IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (Nome)**

- Lenti Sferiche:
  - o Lenti a contatto morbide AIR OPTIX\*, AIR OPTIX\* AQUA, AIR OPTIX\* plus HydraGlyde
- Lenti Toriche:
  - o Lenti a contatto morbide AIR OPTIX\* for Astigmatism, AIR OPTIX\* plus HydraGlyde for Astigmatism
- Lenti Multifocali:
  - o Lenti a contatto morbide AIR OPTIX\* AQUA Multifocal, AIR OPTIX\* plus HydraGlyde MULTIFOCAL

Lenti a Contatto Morbide con elevata trasmissibilità all'ossigeno, Dk=110

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il materiale costitutivo della lente contiene circa il 33% di acqua e il 67% di Iotraficon B, un fluoro-silicone contenente idrogel trattato in superficie. La ftalocianina di rame è un additivo colorante aggiunto al materiale della lente al fine di creare una tinta azzurrata da bordo a bordo in modo da facilitare la visibilità delle lenti durante la manipolazione.

Proprietà Lente:

- Indice di rifrazione nello stato idratato: 1.42
- Trasmissione luminosa: ≥ 96% (@ 610 nm, -1.00D)
- Permeabilità all'ossigeno (Dk):  $110 \times 10^{-11}$  (cm<sup>2</sup>/sec) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg), misurata a 35°C (metodo Dk-Coulometrico intrinseco)
- Contenuto di acqua: 33% in peso in soluzione salina normale

**INDICAZIONI (Usi)**

Le lenti a contatto morbide sferiche AIR OPTIX\*, AIR OPTIX AQUA\* e AIR OPTIX\* plus HydraGlyde (Iotraficon B) sono indicate per la correzione ottica dell'ametropia refrattiva (miopia e ipermetropia) in persone con o senza afachia che non presentano patologie oculari con fino a circa 1,50 diottrie (D) di astigmatismo che non interferisce con l'acuità visiva.

Le lenti a contatto morbide toriche AIR OPTIX\* for Astigmatism e AIR OPTIX\* plus HydraGlyde for Astigmatism (Iotraficon B) sono indicate per la correzione ottica dell'ametropia refrattiva (miopia e ipermetropia) in persone con o senza afachia che non presentano patologie oculari con fino a 6,00 diottrie (D) di astigmatismo.

Le lenti a contatto morbide AIR OPTIX AQUA\* Multifocal e AIR OPTIX\* plus HydraGlyde MULTIFOCAL (Iotraficon B) sono indicate per la correzione ottica della presbiopia, con o senza ametropia refrattiva (miopia e ipermetropia) in persone con o senza afachia che non presentano patologie oculari che potrebbero richiedere un'aggiunta di +3.00 diottrie (D) o meno per la lettura e con fino a 1,50 diottrie (D) di astigmatismo che non interferisce con l'acuità visiva.

Le lenti dovranno essere utilizzate per l'uso quotidiano o per l'uso prolungato fino a 6 notti con rimozione per lo smaltimento, o per la pulizia e la disinfezione (chimica non termica) prima di indossarle nuovamente, come raccomandato dallo specialista. Le lenti devono essere gettate e sostituite con un nuovo paio ogni mese, o con maggior frequenza, se consigliato dallo specialista.

**CONTROINDICAZIONI (Motivi per non utilizzare il prodotto)**

Non utilizzare le lenti a contatto (Iotraficon B) in caso di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Allergia, infiammazione, infezione o irritazione all'interno o intorno all'occhio o alle palpebre
- Film lacrimale insufficiente (secchezza oculare)
- Ipoestesia corneale (sensibilità corneale ridotta)
- Uso di farmaci sistemici o topici che interferiscono con l'utilizzo della lente a contatto, inclusi farmaci oftalmici
- Patologie sistemiche di qualsiasi tipo che possono essere aggravate da, o potrebbero interferire con l'utilizzo sicuro della lente a contatto, la manipolazione e/o la manutenzione
- Arrossamento dell'occhio

**AVVERTENZE**

- È stato dimostrato che il rischio di cheratite ulcerativa (una grave infezione oculare) è maggiore tra gli utilizzatori di lenti ad uso prolungato rispetto a chi invece utilizza le lenti solo in modalità diurna (Cutter, 1996).
- Problemi oculari gravi, incluse ulcere corneali (cheratite ulcerativa), possono svilupparsi rapidamente e causare perdita della vista.
- L'utilizzo di lenti a contatto aumenta il rischio di infezioni oculari. L'uso durante il sonno e/o il fumo accrescono ulteriormente il rischio di cheratite ulcerativa per i portatori di lenti a contatto (Cutter, 1996).
- Studi hanno dimostrato che i portatori di lenti a contatto che fumano presentano un rischio maggiore di cheratite ulcerativa rispetto a coloro che non sono fumatori (Cutter, 1996; Schein, 1989).
- Se un paziente manifesta fastidio agli occhi, sensazione di corpo estraneo, lacrimazione eccessiva, alterazioni della vista, arrossamento dell'occhio o problemi di altro tipo agli occhi, al paziente dovrà essere comunicato di togliere immediatamente le lenti e consultare tempestivamente lo specialista di fiducia.
- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi regolarmente dal proprio specialista come indicato.
- Problematicherie con le lenti a contatto e con i prodotti per la manutenzione delle lenti potrebbero dare luogo a gravi lesioni all'occhio. Per un corretto utilizzo delle lenti e dei prodotti per la manutenzione delle lenti è essenziale attenersi alle istruzioni dello specialista di fiducia e a tutte le indicazioni fornite sulla confezione delle lenti.
- I liquidi non sterili (cioè, acqua del rubinetto, acqua distillata, soluzione salina fatta in casa, o saliva) non dovranno essere utilizzati come sostituti di qualsiasi componente nel corso del procedimento di manutenzione della lente. L'uso di acqua del rubinetto o distillata è stato associato alla cheratite da *Acanthamoeba*, un'infezione corneale resistente al trattamento e alla cura.

Emergenze Generali:

In caso di spruzzi di sostanze chimiche (prodotti domestici, soluzioni per il giardinaggio, prodotti chimici di laboratorio, etc.) negli occhi:

- Sciacquare immediatamente gli occhi con soluzione salina fresca o acqua del rubinetto.
- Rimuovere la lente, gettarla e consultare immediatamente lo specialista di fiducia oppure recarsi senza indugio al pronto soccorso.

- o Premendo delicatamente la lente spostata contro la cornea esercitando una pressione leggera del dito sul bordo della palpebra superiore o posteriore.
- Se una lente si rompe nell'occhio, rimuovere accuratamente i pezzi afferrandoli come se si trattasse della normale rimozione della lente. Se non è possibile rimuovere con facilità i pezzi di lente, non pizzicare il tessuto oculare. Risciacquare con soluzione salina. Se ciò non è di aiuto, contattare lo specialista di fiducia per l'assistenza.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO E LA SOSTITUZIONE

Il programma relativo all'uso e alla sostituzione delle lenti dovrà essere determinato a cura dello specialista sulla base di specifiche necessità e condizioni fisiologiche del paziente. Lo specialista potrebbe raccomandare di indossare le lenti solo per l'uso diurno o per periodi più estesi fino a 6 notti. Non tutte le persone possono raggiungere il tempo massimo di utilizzo di 6 notti consecutive.

Le lenti devono essere gettate e sostituite con un nuovo paio ogni mese, o con maggior frequenza, se consigliato dallo specialista.

### ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE DELLE LENTI

- Lavare e risciacquare sempre le mani accuratamente e asciugarle completamente con un asciugamano pulito, privo di filamenti prima di manipolare le lenti a contatto.
- Agitare delicatamente il blister (contenente una nuova lente) prima di aprirlo.
- Estrarre la lente dal blister (o dall'apposito contenitore in caso di lenti già precedentemente indossate) posandola delicatamente sul palmo della mano.
- Verificare che la lente non sia capovolta e che sia la lente corretta per quell'occhio.
- Esaminare le lenti prima di indossarle.
- Non inserire lenti danneggiate o sporche.

### ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DELLALENTE

- Lavare e risciacquare le mani accuratamente e asciugarle completamente con un asciugamano pulito, privo di filamenti prima di manipolare le lenti a contatto.
- Porre la lente sulla punta del dito indice destro o sinistro pulito e asciutto. Poggiare il dito medio della stessa mano sulle ciglia inferiori e abbassare la palpebra inferiore.
- Utilizzare le dita dell'altra mano per sollevare la palpebra superiore.
- Porre la lente direttamente nell'occhio (cornea) e staccare delicatamente il dito dalla lente.
- Guardare verso il basso e rilasciare lentamente la palpebra inferiore.
- Guardare dritto davanti a sé e rilasciare lentamente la palpebra superiore.
- Ammicciare delicatamente.

### ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLALENTE

- Lavare e risciacquare le mani accuratamente e asciugarle completamente con un asciugamano pulito, privo di filamenti.
- Ammicciare più volte.
- Guardando verso l'alto, utilizzare la punta del dito per far scivolare la lente sulla parte bianca dell'occhio.
- Rimuovere la lente prendendola delicatamente tra il pollice e l'indice. Non pizzicare il tessuto oculare.
- Se la lente è difficile da togliere, asciugare di nuovo le dita e riprovare. In questi casi, non utilizzare gocce umettanti.
- Non usare mai pinzette, ventose, oggetti appuntiti o le unghie per rimuovere le lenti dal portallenti o dagli occhi.

In caso di problemi incontrati durante la rimozione della lente (lente spostata o danneggiata), consultare il paragrafo **CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA** nella sezione Reazioni Avverse precedentemente descritta.

### ISTRUZIONI BASILARI PER LA MANUTENZIONE DELLE LENTI

- Pulire, risciacquare e disinfettare adeguatamente le lenti ogni volta che si tolgono dall'occhio, prima di riutilizzarle.
  - o Lo specialista consiglierà e darà istruzioni circa il sistema per la manutenzione delle lenti più idoneo.
  - o I prodotti per la manutenzione delle lenti prevedono usi e forniscono istruzioni differenti. Per evitare problemi agli occhi e danni alle lenti, leggere sempre e seguire accuratamente le istruzioni del fabbricante riguardo al(i) prodotto(i) utilizzato(i).
  - o Alcuni prodotti per la manutenzione delle lenti richiedono una fase di strofinamento e risciacquo. In tal caso, attenersi alle istruzioni del fabbricante per la cura delle lenti riguardo alla quantità di soluzione e al tempo di strofinamento e risciacquo al fine di ridurre il rischio di infezioni all'occhio gravi.
- Immersione e conservazione delle lenti:
  - o Utilizzare unicamente una soluzione per la manutenzione delle lenti a contatto fresca ogni volta che si immergono (conservano) le lenti.
  - o La durata massima di conservazione delle lenti prima che sia necessario ripetere le fasi di pulizia, risciacquo e disinfezione varia in base al prodotto per la manutenzione delle lenti utilizzato.
  - o Non riutilizzare né "rabboccare" la soluzione già usata contenuta nei portallenti in quanto il riuso della soluzione riduce l'effetto della disinfezione della lente e potrebbe condurre a infezioni gravi, perdita della vista o cecità. Con il termine "rabboccare" si intende l'aggiunta di soluzione fresca alla soluzione rimasta nel portallenti.
- Dopo l'apertura, gettare la soluzione eventualmente rimasta una volta trascorso il periodo raccomandato dal fabbricante del prodotto.
- Non utilizzare prodotti previsti esclusivamente per lenti rigide o gas permeabili.
- Non utilizzare il calore con le soluzioni per la manutenzione delle lenti o per disinfettare le lenti.
- Non utilizzare acqua, soluzione salina, o gocce umettanti per disinfettare le lenti. Queste soluzioni non disinfetteranno le lenti. Il mancato utilizzo della soluzione disinfettante raccomandata può condurre a infezioni gravi, perdita della vista o cecità.

### ISTRUZIONI BASILARI PER IL PORTALENTI

Le soluzioni per la manutenzione delle lenti a contatto e i portallenti per lenti a contatto variano ed hanno scopi ed istruzioni per l'uso differenti. Alcuni portallenti sono previsti esclusivamente per la conservazione delle lenti a contatto (in alcuni casi denominati portallenti piatto o astuccio portallenti), mentre altri contengono un disco neutralizzante per l'uso con sistemi di pulizia e disinfezione a base di perossido di idrogeno. Se non indossate quotidianamente, le lenti che sono state pulite e disinfettate possono essere conservate in un portallenti chiuso per un periodo di tempo che varia in base al tipo di soluzione per lenti a contatto e al portallenti utilizzati. **Seguire sempre le istruzioni fornite dal fabbricante per i prodotti utilizzati per la manutenzione delle lenti a contatto.**

- Lo specialista dovrà istruire il paziente su come utilizzare la(e) soluzione(i) e il portallenti raccomandati.
- I portallenti per lenti a contatto possono essere una fonte di crescita batterica; pertanto è necessario pulirli, asciugarli e sostituirli in modo opportuno per evitare la contaminazione o il danneggiamento delle lenti.

- o Pulire il portallenti a contatto con una soluzione per lenti appropriata ed asciugarlo in accordo con le istruzioni del portallenti. Le istruzioni di asciugatura, come all'aria o tramite strofinamento con asciugamano privo di filamenti, possono variare in base al portallenti utilizzato.
- o Sostituire il portallenti per lenti a contatto almeno una volta ogni 3 mesi, o secondo le disposizioni del fabbricante del portallenti.
- o Sostituire i portallenti appositamente studiati contenenti un disco neutralizzante in accordo con le istruzioni del fabbricante, o prima se le lenti pulite e disinfettate causano bruciore e fitte.
- o Non utilizzare acqua o una soluzione non sterile per la conservazione delle lenti o il risciacquo del portallenti. Utilizzare solo una soluzione disinfettante fresca al fine di evitare la contaminazione delle lenti o del portallenti. L'uso di una soluzione non sterile potrebbe condurre a infezioni gravi, perdita della vista o cecità.

## CONTENUTO DEL CONTENITORE

Ogni lente è fornita in un blister di plastica sigillato con un foglio di alluminio contenente una soluzione salina tamponata e sterilizzata a vapore. La soluzione salina è la seguente:

- AIR OPTIX\*, AIR OPTIX\* for Astigmatism: soluzione salina tamponata con fosfato (PBS)
- AIR OPTIX\* AQUA, AIR OPTIX\* Multifocal: PBS con agente umettante 1% Copolimero 845 (0.2% VP/DMAEMA).
- AIR OPTIX\* plus HydraGlyde, AIR OPTIX\* plus HydraGlyde for Astigmatism, AIR OPTIX\* plus HydraGlyde MULTIFOCAL: PBS con agenti umettanti 0,2% VP/DMAEMA e 0,04% Poliossietilene-poliossibutilene

Il blister è contrassegnato dai valori di raggio base, diametro, potere ottico, cilindro e asse (ove applicabile), ADDIZIONE (ove applicabile), numero lotto fabbricazione e data di scadenza. La confezione può anche contenere un codice prodotto (LFB110 (per AIR OPTIX\*); LFB 110c (per AIR OPTIX\* AQUA); LFB110e (per AIR OPTIX\* plus HydraGlyde); LFB 110-T (per AIR OPTIX\* for Astigmatism); LFB 110-MF (per AIR OPTIX\* AQUA MULTIFOCAL); LFB 110-Te (per AIR OPTIX\* plus HydraGlyde for Astigmatism); LFB 110-MFe (per AIR OPTIX\* plus HydraGlyde MULTIFOCAL).

Le lenti sono fornite in scatole contenenti fino a 6 lenti a contatto sigillate singolarmente.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

## ABBREVIAZIONI/ SIMBOLI UTILIZZATI SULL'ETICHETTATURA

ABBREVIAZIONE / SIMBOLO	DEFINIZIONE
BC	Raggio base
DIA	Diametro
PWR	Potere
D	Diottria (potere lente)
CYL	Cilindro
AXIS	Asse
LO	Bassa
MED	Media
HI	Alta
ADD	Addizione
MAX ADD	Addizione effettiva Massima
L	Sinistra
R	Destra
VP/DMAEMA	Vinilpirrolidone/Dimetilamminoetilmetacrilato
	Simbolo autorizzazione rifiuti di imballaggio
	Codice lotto
	Utilizzare entro
	Sterilizzato a vapore
	Simbolo Conformità Europea
	Attenzione
	Non utilizzare in caso di blister danneggiato
	Fabbricante
	Rappresentante Autorizzato per la Comunità Europea
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Precauzione: La Legge Federale (Americana) limita la vendita di questo dispositivo a, o su ordine di, uno specialista iscritto all'albo



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

**CE**  
**0086**



Alcon Laboratories (UK) Ltd.  
Frimley Business Park, Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 7SR, Regno Unito

Data di preparazione: 05-2018



© 2018 Novartis

91022362

\* un marchio di Novartis